

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-micro-prober-precyzyjne-narzedzie-endodontyczne-do-pracy-pod-mikroskopem-3szt-p-3610.html>



## Denco Micro-Prober precyzyjne narzędzie endodontyczne do pracy pod mikroskopem 3szt.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>59,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>8%000916</b> |
| Producent        | <b>Denco</b>    |

### Opis produktu

**Denco Micro-Prober to specjalistyczne narzędzie zaprojektowane z myślą o nowoczesnej endodoncji mikroskopowej.**

Dzięki swojej konstrukcji umożliwia efektywne sondowanie i opracowywanie kanałów korzeniowych, szczególnie w przypadkach trudnodostępnych lub oblitrowanych kanałów.

#### Cechy:

- Smukła i wydłużona rękojeść – zapewnia doskonałą widoczność pola operacyjnego pod mikroskopem oraz ułatwia dostęp do tylnych zębów.
- Kątowa konstrukcja – ułatwia pracę w obrębie zębów trzonowych, zwiększając komfort i precyzję zabiegu.
- Wielorazowego użytku – wykonany z materiałów odpornych na korozję, przystosowany do sterylizacji w autoklawie.
- Zestaw trzech rozmiarów – zawiera pilniki o rozmiarach ISO 10/04 (fioletowy), 15/04 (biały) i 20/04 (żółty), co umożliwia dopasowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb klinicznych.

#### Specyfikacja techniczna:

- rozmiary ISO: #10, #15, #20,
- koniusowatość: 0.04,
- długość robocza: 7 mm,
- materiał: stal nierdzewna (część robocza), silikon (rękojeść),
- sterylizacja: autoklawowanie w temperaturze 132°C.

Denco Micro-Prober to niezastąpione narzędzie dla stomatologów specjalizujących się w leczeniu kanałowym pod mikroskopem, łączące funkcjonalność, trwałość i nowoczesny design.

**Opakowanie:** Denco Micro-Prober 3szt. (Zestaw trzech rozmiarów – zawiera pilniki o rozmiarach ISO 10/04 (fioletowy), 15/04 (biały) i 20/04 (żółty), co umożliwia dopasowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb klinicznych).

