

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-micro-shaper-precyzyjne-narzedzie-endodontyczne-do-pracy-pod-mikroskopem-3szt-p-3611.html>



Denco Micro-Shaper precyzyjne narzędzie endodontyczne do pracy pod mikroskopem 3szt.

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000917
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Micro-Shaper to specjalistyczne narzędzie endodontyczne zaprojektowane z myślą o precyzyjnym opracowywaniu kanałów korzeniowych pod mikroskopem.

Dzięki swojej konstrukcji umożliwia efektywne sondowanie i opracowywanie kanałów, szczególnie w przypadkach trudnodostępnych lub oblitrowanych kanałów.

Cechy:

- Smukła i wydłużona rękojeść – zapewnia doskonałą widoczność pola operacyjnego pod mikroskopem oraz ułatwia dostęp do tylnych zębów.
- Kątowa konstrukcja – ułatwia pracę w obrębie zębów trzonowych, zwiększając komfort i precyzję zabiegu.
- Wielorazowego użytku – wykonany z materiałów odpornych na korozję, przystosowany do sterylizacji w autoklawie.
- Zestaw trzech rozmiarów – zawiera pilniki o rozmiarach ISO 0.2 #20 (żółty), 0.25 #25 (czerwony) i 0.3 #30 (niebieski), co umożliwia dopasowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb klinicznych.

Specyfikacja techniczna:

- rozmiary ISO: #20, #25, #30,
- koniusowatość: 0.02,
- długość robocza: 7 mm,
- materiał: stal nierdzewna (część robocza), silikon (rękojeść),
- sterylizacja: autoklawowanie w temperaturze 132°C.

Denco Micro-Shaper to niezastąpione narzędzie dla **stomatologów specjalizujących się w leczeniu kanałowym pod mikroskopem**, łączące funkcjonalność, trwałość i nowoczesny design.

Opakowanie: Denco Micro-Shaper 3szt. (zestaw trzech rozmiarów – zawiera pilniki o rozmiarach ISO 0.2 #20 (żółty), 0.25 #25 (czerwony) i 0.3 #30 (niebieski), co umożliwia dopasowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb klinicznych.)

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

