

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-only-one-file-blue-pilniki-endodontyczne-aktywacja-ciepna-niti-25mm-6szt-p-3604.html>



Denco Only One File Blue pilniki endodontyczne aktywacja cieplna NiTi 25mm 6szt.

Cena	199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000931
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Only One File Blue pilniki recyprokalne, pojedynczy system pilników do przygotowania kanału korzeniowego.

Denco Only One File Blue to zaawansowany, jednopilnikowy system endodontyczny wykonany z niklowo-tytanowego stopu o podwyższonej elastyczności. Dzięki technologii obróbki cieplnej, pilnik charakteryzuje się zwiększoną odpornością na złamania oraz doskonałą elastycznością, co umożliwia bezpieczną i efektywną instrumentację kanałów, nawet o skomplikowanej anatomii. Stop niklowo-tytanowy stosowany w pilnikach Denco Only One File Blue posiada dobre właściwości mechaniczne, wysoką odporność na korozję, odporność na zużycie, biokompatybilność i wysokie właściwości tłumiące. Po innowacyjnej obróbce cieplnej, struktura molekularna drutu niklowo-tytanowego zmienia się tworząc unikalny niebieski kolor, o doskonałej superelastyczności i może zostać przywrócona do pierwotnego stanu po niezliczonych zgięciach. W ten sposób przetworzony pilnik może dowolnie dostosowywać się do pierwotnego naturalnego kształtu kanału korzeniowego, w tym do bardzo zakrzywionych kanałów korzeniowych.

Zalety produktu:

- Przekrój poprzeczny S, z dobrą wydajnością cięcia. Duża elastyczność dzięki aktywacji ciepłem niebieskim, doskonała wydajność w przypadku wyjątkowo zakrzywionych kanałów korzeniowych.
- Przygotuj kanał korzeniowy za pomocą jednego pilnika zamiast zmieniać pilniki – mniej kroków i większa wydajność pracy!
- Ruch posuwisto-zwrotny ma określony kąt obrotu i kontrolowaną prędkość przyspieszania i zwalniania. Ruch posuwisto-zwrotny zmniejsza zmęczenie cykliczne i wydłuża żywotność instrumentu.
- Redukcja liczby pilników używanych podczas leczenia – uproszczony protokół,
- Zmniejszone ryzyko złamania pilnika dzięki optymalnej elastyczności,
- Wysoka efektywność cięcia przy minimalnym nacisku,
- Zwiększona odporność na cykliczne zmęczenie materiału.

Zastosowanie kliniczne:

- skuteczna instrumentacja kanałów o prostym i umiarkowanie zakrzywionym przebiegu,
- wstępne opracowanie kanału przy zachowaniu minimalnej inwazyjności,
- usuwanie zębiny i kształtowanie kanału z jednoczesną irygacją.


Cechy produktu:

- materiał: Stop NiTi z technologią Blue Heat Treatment – wyższa elastyczność i pamięć kształtu,
- konstrukcja ostra: asymetryczna geometria zapewnia skuteczne usuwanie zębiny i wydajną irygację,
- długość 25mm,
- rozmiary: 25,40,50,
- szybkość pracy: rekomendowana prędkość 150-300 r/min., moment obrotowy F:30°, R:150°,

- kolor: niebieski (Blue Treatment) – większa widoczność i identyfikacja pilnika.



OPRACOWANIE KANAŁU KORZENIOWEGO JEDNYM NARZĘDZIEM



Długość (mm)	Rozmiar	Przekrój poprzeczny	Stożek(%)	Końcówka (mm)	Dopasuj ówiewki gutaperkowe	Opakowanie
21/25/31	● R25		8	0.25	● 25/08	6szt. blister pojedynczo lub w asortymencie
	● R40		6	0.40	● 40/06	
	● R50		5	0.50	● 50/05	

Opakowanie: pilniki Denco Only One File Blue 25mm, 6szt. w wybranym rozmiarze.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25mm #25 (czerwone) , 25mm #25-50 (ass) , 25mm #40 (czarne) , 25mm #50 (żółte)