

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-pa-files-gold-pilniki-endodontyczne-maszynowe-niti-25mm-6szt-p-3376.html>



Denco Pa-Files Gold pilniki endodontyczne maszynowe NiTi 25mm 6szt.

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Pa-Files Gold pilniki maszynowe, endodontyczne, wykonane ze stopu niklowo tytanowego NiTi.

Przeznaczone do budowy ścieżki ślizgowej - do opracowania drogi wprowadzania narzędzi. Kwadratowy przekrój, stożek 2%. Elastyczne i odporne na zużycie. Oszczędność czasu w porównaniu do ręcznych pilników ze stali nierdzewnej.

Dostępna długość: 25mm

Dostępne opakowanie: Denco Pa-Files blister 25mm #013-019 (asortyment) 6szt.

Product Name	Length(mm)	Size	Taper(%)	Tip(mm)	Packing
PA-Files	21/25/31	013#	2	0.13	6pcs/box Single or Assorted
		016#		0.16	
		019#		0.19	



Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm #013-019

