

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-paste-carrier-igly-lentulo-ze-sprezynka-25mm-4szt-p-2686.html>

Denco Paste Carrier igły lentulo ze sprężynką 25mm 4szt.

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000530
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Paste Carrier igły lentulo dozujące do wypełniania uszczelnacza lub cementu w kanale korzeniowym. Wypełniacze spiralne Denco Paste Carrier to narzędzia stomatologiczne o regularnie rozmieszczonych spiralach służące do równomiernego rozprowadzania materiału w nawet najbardziej zakrzywionym kanale. Sprężynka bezpieczeństwa uelastycznia igły oraz chroni je przed złamaniem podczas wykonywanej pracy. Wykonane z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej. Długość 25mm. Możliwość sterylizacji. Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru.



Paste carriers

Length(mm): 21/25/29

25#

30#

35#

40#



Opakowanie zawiera: Denco Paste Carriers 25mm w wybranym rozmiarze, 4szt.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25mm #35 , 25mm #40 , 25mm, #25 , 25mm, #25-40 , 25mm, #30