

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-peeso-reamers-endodontyczne-poszerzacze-kanalowe-32mm-6szt-p-2683.html>



Denco Peeso Reamers endodontyczne poszerzacze kanałowe 32mm 6szt.

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000512
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Peeso Reamers poszerzacze kanałowe, instrumenty endodontyczne przeznaczone do opracowywania kanałów korzeniowych.

Denco Peeso Reamers dokładnie poszerzają ujście kanału oraz opracowują kanał przygotowując go do dalszej pracy (pod wkład koronowo-korzeniowy). Kształt części roboczej instrumentu zapewnia skuteczne usuwanie wypełnienia z kanału. Pilniki kanałowe Peeso wykonane są z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej. Doskonała jakość cięcia. Długość 32mm. Brak plastikowych elementów. Możliwość sterylizacji. Zalecana prędkość obrotowa 800-1200 obr./min. Łatwa identyfikacja dzięki liczbie rowków na trzonku.



Dostępne rozmiary:

Peeso Reamers

Długość (mm)	Rozmiar	Średnica (mm)	Opakowanie
28/32	1#	0.7	6szt. pojedynczo lub asortyment
	2#	0.9	
	3#	1.1	
	4#	1.3	
	5#	1.5	
	6#	1.7	

PEESO REAMERS

Length(mm): 28/32



1#

2#

3#

4#

5#

6#

Opakowanie zawiera: **poszerzacze kanałowe Denco Peeso Reamers** 32mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 32mm, #1 , 32mm, #1-6 , 32mm, #2 , 32mm, #3 , 32mm, #4 , 32mm, #5 , 32mm, #6