

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-peeso-reamers-poszerzacze-kanalowe-28mm-6szt-p-2676.html>



## Denco Peeso Reamers poszerzacze kanałowe 28mm 6szt.

Cena	<b>29,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000506</b>
Producent	<b>Denco</b>

### Opis produktu

**Denco Peeso Reamers poszerzacze kanałowe, instrumenty endodontyczne przeznaczone do opracowywania kanałów korzeniowych.** Denco Peeso Reamers dokładnie poszerzają ujście kanału oraz opracowują kanał przygotowując go do dalszej pracy (pod wkład koronowo-korzeniowy). Kształt części roboczej instrumentu zapewnia skuteczne usuwanie wypełnienia z kanału. Pilniki kanałowe Peeso wykonane są z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej. Doskonała jakość cięcia. Długość 28mm. Brak plastikowych elementów. Możliwość sterylizacji. Zalecana prędkość obrotowa 800-1200 obr./min. Łatwa identyfikacja dzięki liczbie rowków na trzonku.



Dostępne rozmiary:

## Peeso Reamers

Długość (mm)	Rozmiar	Średnica (mm)	Opakowanie
28/32	1#	0.7	6szt. pojedynczo lub asortyment
	2#	0.9	
	3#	1.1	
	4#	1.3	
	5#	1.5	
	6#	1.7	

# PEESO REAMERS

Length(mm): 28/32



1#

2#

3#

4#

5#

6#

Opakowanie zawiera: poszerzaczę kanałowe Denco Peeso Reamers 28mm 6szt. w wybranym rozmiarze.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 28mm, #1 , 28mm, #2 , 28mm, #3 , 28mm, #4 , 28mm, #5 , 28mm, #6