

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-pilniki-c-files-pilniki-endodontyczne-25mm-6szt-p-3586.html>



## Denco Pilniki C+ Files pilniki endodontyczne 25mm 6szt.

Cena	<b>29,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000873</b>
Producent	<b>Denco</b>

### Opis produktu

**Denco C+ Files - Wytrzymałe pilniki do wymagających kanałów.**

**Denco C+ Files to specjalistyczne pilniki endodontyczne stworzone z myślą o pracy w trudnych i wąskich kanałach korzeniowych. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji i zwiększonej odporności na złamanie, doskonale sprawdzają się w leczeniu skomplikowanych przypadków.**

Cechy i zalety:

- Wzmocniona struktura – większa odporność na złamania i skręcanie
- Doskonała penetracja – idealne do zwapniałych i wąskich kanałów
- Trójkątny przekrój – lepsza elastyczność i skuteczność w opracowywaniu kanału
- Ergonomiczny uchwyt – wygoda i precyzja podczas pracy
- Dostępność w różnych rozmiarach – dopasowanie do indywidualnych potrzeb leczenia
- Zaostrzona końcówka o grubości 3 mm i wysokiej twardości, jest twardsza od zwykłych pilników, co ułatwia oczyszczanie zwapnionego kanału korzeniowego.
- Pilnik jest bardzo elastyczny, można go płynnie przesuwac wzdłuż ściany kanału korzeniowego.
- Pilniki posiadają ograniczniki.

Zastosowanie:

- Opracowanie trudnych, zwapniałych kanałów
- Skuteczna penetracja wąskich przestrzeni
- Pierwszy etap przygotowania kanału przed użyciem narzędzi rotacyjnych

Rozmiary:

- 25mm #06 (różowe)
- 25mm #08 (szare)
- 25mm #10 (fiolet)
- 25mm #15 (białe)
- 25mm #20 (żółte)
- 25mm #06-10 asortyment

Denco C+ Files to idealny wybór dla stomatologów, którzy potrzebują niezawodnego i trwałego narzędzia do pracy w wymagających warunkach endodontycznych.

**Opakowanie:** Denco C+ pilniki 25mm, listek 6szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Pilniki rozmiary:** 25mm, #06 , 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #20 , 25mm, #6-10