

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-reamers-poszerzacze-endodontyczne-kanalowe-31mm-6szt-p-2675.html>

## Denco Reamers poszerzacze endodontyczne kanałowe 31mm 6szt.

Cena	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000565</b>
Producent	<b>Denco</b>





### Opis produktu

**Denco Reamers poszerzacze kanałowe, instrumenty endodontyczne przeznaczone do opracowywania kanałów korzeniowych.**

**Pilniki endodontyczne kanałowe** wykonane są z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej. Przymocowana na stałe podkładka i uchwyt. Długość poszerzacza 31mm. Możliwość sterylizacji w maksymalnej temperaturze 135°C. Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru.

Dostępne rozmiary:

- #06
- #08
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40

Produkt	Gwint	Długość (mm)	Rozmiar	Opakowanie
Pilniki K		21 25 28 31		6szt. pojedynczo lub asortyment
Pilniki H				
Poszerzacze				

Opakowanie zawiera: **poszerzacze do endodoncji kanałowe Denco** 31mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

*Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakikolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.*



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 31mm, #06 , 31mm, #08 , 31mm, #10 , 31mm, #15 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40