

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-reamers-poszerzacze-enodontyczne-kanalowe-25mm-6szt-p-2674.html>



Denco Reamers poszerzacze enodontyczne kanałowe 25mm 6szt.

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000556
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Reamers poszerzacze kanałowe, instrumenty endodontyczne przeznaczone do opracowywania kanałów korzeniowych.

Pilniki kanałowe wykonane są z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej. Przymocowana na stałe podkładka i uchwyt. Długość poszerzacza 25mm. Możliwość sterylizacji w maksymalnej temperaturze 135°C. Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru.

Dostępne rozmiary:

- #06
- #08
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40

Produkt	Gwint	Długość (mm)	Rozmiar	Opakowanie
Pilniki K		21 25 28 31		6szt. pojedynczo lub asortyment
Pilniki H				
Poszerzacze				

Opakowanie zawiera: poszerzacze endodontyczne kanałowe Denco Reamers 25mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #06 , 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40