

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-saczki-papierowe-pro-w-100szt-p-3681.html>

Denco sączki papierowe Pro W 100szt.

Cena	18,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%001025
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Absorbent Paper Points Pro W - ręcznie zwijane, papierowe sączki do osuszania kanałów korzeniowych w trakcie leczenia endodontycznego.

Spełniają wymagania nowoczesnej endodoncji - chłonne, trwałe, łatwe w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów. Kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji rozmiaru. Wykonane z czystego, niepyłącego papieru, zapewniają skuteczne usuwanie wilgoci po irygacji kanałów.

Rozmiar: asortyment small-large.

ABSORBENT PAPER POINTS				
Taper	02	04	06	F series
Packing	200pcs/box	100pcs/box		100pcs/box
Size	15# 20# 25# 30# 35# 40# 45# 50# 55# 60# 70# 80#	F1 F2 F3 F4 F5		

- Highly absorbent
- Color coded
- Available for normal type and mm mark type



Opakowanie: Denco Absorbent Paper Points Pro W, sączki papierowe, rozmiar: ass small-large, 100szt.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

