

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-saczki-papierowe-pro-x-100szt-p-3679.html>

Denco sączki papierowe Pro X 100szt.

Cena	18,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%001026
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Absorbent Paper Points Pro X - ręcznie zwijane, papierowe sączki do osuszania kanałów korzeniowych w trakcie leczenia endodontycznego.

Spełniają wymagania nowoczesnej endodoncji - chłonne, trwałe, łatwe w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów. Kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji rozmiaru. Wykonane z czystego, niepylącego papieru, zapewniają skuteczne usuwanie wilgoci po irygacji kanałów.

Rozmiar: asortyment X1-X2-X3.

ABSORBENT PAPER POINTS				
Taper	02	04	06	F series
Packing	200pcs/box	100pcs/box	100pcs/box	100pcs/box
Size	15# 20# 25# 30# 35# 40# 45# 50# 55# 60# 70# 80#	55# 60# 70# 80#	F1 F2 F3 F4 F5	

- Highly absorbent
- Color coded
- Available for normal type and mm mark type



Opakowanie: Denco Absorbent Paper Points Pro X, sączki papierowe, rozmiar: ass X1-X3, 100szt.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.