

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-short-barbed-broaches-miazgociagi-25mm-10szt-p-3585.html>



Denco Short Barbed Broaches Miazgociągi 25mm 10szt.

Cena	31,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%000850
Producent	Denco

Opis produktu

Miazgociągi Denco SHORT BARBED BROACHES - wysokiej jakości narzędzia endodontyczne przeznaczone do usuwania miazgi z kanałów korzeniowych. Są one wykonane z cienkiego, elastycznego drutu ze specjalnymi haczykowatymi wypustkami (barbs), które skutecznie chwytają i usuwają tkanki martwicze oraz resztki organiczne z wnętrza kanału.

Cechy produktu:

- Precyzyjna konstrukcja – cienkie, ostre wypustki zapewniają skuteczne usuwanie miazgi bez uszkodzania ścian kanału
- Wysokiej jakości stal nierdzewna – odporna na korozję i zapewniająca długą żywotność narzędzia
- Elastyczność i wytrzymałość – umożliwia bezpieczne i efektywne użytkowanie
- Różne rozmiary – dostępne w kilku wariantach dopasowanych do różnych średnic kanałów

Zastosowanie:

- Usuwanie miazgi z kanałów korzeniowych w trakcie leczenia endodontycznego
- Oczyszczanie kanałów przed dalszą obróbką mechaniczną
- Stosowane zarówno w leczeniu ręcznym, jak i wspomagającym procedury mechaniczne

Dostępne rozmiary:

- #0 (xxxxf)
- #1 (xxxf)
- #2 (xxf)
- #3 (xf)
- #4 (f)
- #5 (m)
- #6 (c)
- #0-6 asortyment (xxxxf-c)

Product Name	Length (mm)	Size	Packing
Barbed Broaches with Plastic Handle	21/25	 Stainless Steel	10pcs/pack Single or Assorted
			

Miazgociągi Denco SHORT BARBED BROACHES to niezawodne narzędzia dla stomatologów i endodontów, które ułatwiają i przyspieszają proces leczenia kanałowego.

Opakowanie: Miazgociągi Denco SHORT BARBED BROACHES 25mm listek 10szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #0 , 25mm, #0-6 , 25mm, #01 , 25mm, #02 , 25mm, #03 , 25mm, #04 , 25mm, #05 , 25mm, #06