

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-silikonowe-gumki-diamantowe-do-kompozytu-1szt-p-3673.html>

Denco Silikonowe gumki diamentowe do kompozytu 1szt.

Cena	29,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%001014
Producent	Denco



Opis produktu

Profesjonalne gumki polerskie marki Denco, przeznaczone do precyzyjnego wygładzania i końcowego polerowania materiałów kompozytowych.

Wykonane z wysokiej jakości silikonu z dodatkiem cząsteczek diamentu, zapewniają skuteczne i równomierne wykończenie powierzchni w jednym lub kilku etapach. Diamentowe cząsteczki ściernie oferują skuteczne polerowanie bez przegrzewania materiału. Zastosowanie: do polerowania i wykańczania kompozytów, żywicy, cyrkonii i ceramiki szklanej.

Właściwości:

- średnica 13,5mm/14mm,
- trzy rodzaje do wyboru (coarse, medium, fine),
- rodzaj mocowania: standardowy trzpień do kątnicy.

SILICONE COMPOSITE POLISHER		
 13.5 1.0	 13.5 1.0	 14.0 1.6
SDT-14C/Coarse	SDT-14M/Medium	SDT-14F/Fine

Zastosowanie:

- szybkie i wygodne polerowanie,
- elastyczna struktura – dobrze dopasowuje się do powierzchni zęba,
- dobra żywotność w codziennej pracy klinicznej,
- polerowanie uzupełnień kompozytowych (powierzchnie okluzyjne i styczne),

-
- korekta i polerowanie brzegów po rekonstrukcji estetycznej,
 - prace wykończeniowe w odcinku przednim i bocznym.

Opakowanie: Denco silikonowe gumki z diamentowym nasypem, do polerowania w wybranym rozmiarze, 1szt.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Coarse SDT-14C (niebieskie) , Fine SDT-14F (beżowe) , Medium SDT-14M (fioletowe)