

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-super-files-ii-gold-niti-pilniki-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-25mm-6szt-p-3606.html>



Denco Super Files II Gold NiTi pilniki do opracowywania kanałów korzeniowych 25mm 6szt.

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000936
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Super Files II to zaawansowane pilniki endodontyczne wykonane z wysokiej jakości stopu niklowo-tytanowego (NiTi), zaprojektowane z myślą o skutecznym i bezpiecznym opracowaniu kanałów korzeniowych.

Optymalna konstrukcja ostrza oraz precyzyjnie dobrana stożkowatość zapewniają efektywne usuwanie zębiny, minimalizując ryzyko złamania narzędzia. Pilniki **Denco Super Files II** charakteryzują się doskonałą elastycznością, co umożliwia ich zastosowanie w zakrzywionych kanałach.

Cechy produktu:

- materiał: niklowo-tytanowy stop (NiTi) o zwiększonej elastyczności,
- konstrukcja ostrza: asymetryczna geometria zapewniająca lepszą penetrację i kontrolę nad narzędziem,
- rekomendowana prędkość: 150-350 r/min., moment obrotowy 2.5Ncm,
- kdownanie kolorystyczne: zgodne z normami ISO – łatwa identyfikacja rozmiarów.

Zastosowanie:

- pierwotne i wtórne opracowanie kanałów korzeniowych,
- instrumentacja kanałów o prostym i umiarkowanie zakrzywionym przebiegu,
- usuwanie zębiny i kształtowanie kanału z zachowaniem jego naturalnej anatomii.

Zalety:

- wysoka odporność na cykliczne zmęczenie i złamania,
- doskonała elastyczność umożliwia bezpieczną pracę w zakrzywionych kanałach,
- zredukowane ryzyko transportacji kanału dzięki kontrolowanej stożkowatości,
- ergonomiczny uchwyt dla lepszej kontroli nad instrumentacją.

Nazwa	Długość (mm)	Rozmiar	Przekrój poprzeczny	Stożek(%)	Końcówka (mm)	Opakowanie
Super File II	21/25/31	X1		4	0.20	6szt/blister lub asortyment
		X2		6	0.25	
		X3		7	0.30	
		X4		6	0.40	
		X5		6	0.50	

Opakowanie: Pilniki do endodoncji Denco Super Files II 25mm 6szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25mm/X1 , 25mm/X1-X3 , 25mm/X2 , 25mm/X3 , 25mm/X4 , 25mm/X5