

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-uchwyt-do-narzedzi-recznych-do-pracy-pod-mikroskopem-zestaw-1szt-p-3609.html>



Denco uchwyt do narzędzi ręcznych do pracy pod mikroskopem zestaw 1szt.

Cena	115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000943
Producent	Denco

Opis produktu

Denco uchwyt mikroskopowy, specjalistyczne narzędzie zaprojektowane z myślą o nowoczesnej endodoncji mikroskopowej. Umożliwia precyzyjne sondowanie, pomiar oraz oczyszczanie kanałów korzeniowych, znacząco skracając czas zabiegu i poprawiając komfort pracy.

Urządzenie 2w1: sonda i pilnik, przeznaczone do mikroterapii kanału korzeniowego, do sondowania kanału korzeniowego, pomiaru, czyszczenia. Możliwość ponownego użycia, pilniki mikroskopowe można wymieniać. Wstępny pomiar kanału korzeniowego i sondowanie razem. Korpus w 100% metalowy,

Kluczowe cechy:

- Optymalny kąt pracy – zapewnia doskonałą widoczność pola operacyjnego, co przekłada się na większą precyzję zabiegu.
- Funkcja 2 w 1 – połączenie sondy i pilnika w jednym narzędziu umożliwia jednocześnie sondowanie i wstępny pomiar kanału.
- Wymienne pilniki – uchwyt pozwala na łatwą wymianę pilników mikroskopowych, co zwiększa jego uniwersalność.
- Wielokrotnego użytku – wykonany w 100% z metalu, odporny na sterylizację i łatwy w utrzymaniu czystości.
- Modułarna konstrukcja – rękojeść i pilnik można rozdzielić, co ułatwia konserwację i sterylizację.
- Dostępność kolorów – możliwość personalizacji kolorystycznej ułatwia organizację narzędzi w gabinecie.



Uchwyt DENCO to niezastąpione narzędzie dla stomatologów specjalizujących się w leczeniu kanałowym pod mikroskopem, łączące funkcjonalność, trwałość i nowoczesny design.

Opakowanie: uchwyt mikroskopowy 1szt. w wybranym rozmiarze. Kolor wysyłany losowo.

CE 0197

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: C+ Files , SSH #15-40 , SSK #15-40