


Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-white-stones-biale-kamienie-do-polerowania-typu-arkansas-na-turbine-1szt-p-3674.html>



Denco White Stones białe kamienie do polerowania typu Arkansas na turbinę 1szt.

Cena	6,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%001011
Producent	Denco

Opis produktu

Kamienie polerskie typu Arkansas, na turbinę (FG) - naturalne, białe kamienie ścierne o wysokiej twardości i precyzji działania.

Przeznaczone są do precyzyjnego wygładzania, wykańczania i polerowania powierzchni zębów, materiałów kompozytowych, ceramiki oraz narzędzi stomatologicznych. Idealne do zastosowań w mikroskopii oraz technice mikroinwazyjnej. Wykonane z ziaren tlenku glinu, służą do dopasowania kształtu anatomicznego i usunięcia nadmiaru kompozytu. Niezawodne narzędzie w każdej praktyce stomatologicznej: precyzja, trwałość i klasyczna jakość naturalnych kamieni ściernych.

Zalety:

- doskonała precyzja przy końcowym wygładzaniu powierzchni,
- bardzo długa żywotność – odporne na zużycie,
- nie przegrzewają powierzchni w trakcie pracy,
- możliwość użycia na sucho lub z chłodzeniem.

Zastosowanie kliniczne:

- delikatne wygładzanie wypełnień kompozytowych i porcelanowych,
- mikropolerowanie koron i mostów,
- obróbka instrumentów chirurgicznych i ortodontycznych,
- kształtowanie i wykańczanie w trudno dostępnych miejscach.

Dostępne rodzaje:

- WSF01 (płomyk),
- WSF02 (stożek),
- WSF03 (stożek z płasko ściętym wierzchołkiem).



Opakowanie: Denco białe kamienie do polerowania, 1szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: WSF01 (płomyk) , WSF02 (stożek) , WSF03 (stożek z płasko ściętym wierzchołkiem)