

Link do produktu: <https://higienadent.com/dental-film-ergonom-x-klisze-samowywojlujace-klasa-d-50-szt-p-2154.html>



Dental Film Ergonom X klisze samowywojlujace klasa D 50 szt.

Cena	205,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT001299
Producent	Dental Film

Opis produktu

Ergonom X klisze samowywojlujace o klasie czulości D, przeznaczone do badan wewnatrzustnych.

Gwarantuje szybkie wywołanie przy zastosowaniu niskiego czasu naświetlania. Obraz RTG zostaje uzyskany po upływie 50 sekund. Zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. Nie powoduje zagrożenia dla środowiska ze względu na bardzo szybką krystalizację odczynników po zetknięciu z powietrzem.

Właściwości:

- Kategoria jakościowa D: Klasa D to standardowe klisze radiograficzne o dobrej jakości obrazu, odpowiednie do ogólnych badań rentgenowskich w stomatologii.
- Samowywojlujace: Dzięki tej funkcji klisze nie wymagają wywoływania w tradycyjny sposób, co skraca czas oczekiwania na wyniki i zwiększa wygodę pracy.
- Ergonomiczny design: Klisze zostały zaprojektowane z myślą o łatwym użytkowaniu, co pozwala na wygodną obsługę i minimalizowanie ryzyka błędów podczas stosowania.
- Opakowanie 50 sztuk: Ilość odpowiednia do intensywnego użytkowania w gabinecie stomatologicznym lub klinice.
- Wysoka jakość obrazu: Klisze zapewniają odpowiednią rozdzielczość i kontrast, co pozwala na dokładną ocenę stanu zębów pacjenta.

Dostępny format: 30,5 x 40,5 mm

Dostępne opakowanie: Klisza Ergonom X 50 szt.