

Link do produktu: <https://higienadent.com/dental-film-ergonom-x-klisze-samowywojlujace-klasa-e-50-szt-p-2198.html>



## Dental Film Ergonom X klisze samowywołujące klasa E 50 szt.

Cena	<b>208,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MAT003146</b>
Producent	<b>Dental Film</b>

### Opis produktu

**Ergonom X klisze samowywołujące o klasie czułości E, przeznaczone do badań wewnątrzustnych. Klasa czułości E - krótszy czas naświetlania i mniejsze promieniowanie RTG.**

Gwarantuje szybkie wywołanie przy zastosowaniu niskiego czasu naświetlania. Obraz RTG zostaje uzyskany po upływie 50 sekund. Zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. Nie powoduje zagrożenia dla środowiska ze względu na bardzo szybką krystalizację odczynników po zetknięciu z powietrzem.

Właściwości:

- Szybkość działania: Obraz RTG uzyskuje się po upływie 50 sekund
- Bezpieczeństwo: Klasa czułości E = krótszy czas naświetlania = mniejsze promieniowanie RTG
- Trwałość: Wywołane zdjęcia można archiwizować przez około 10 lat, co zapewnia długotrwałe przechowywanie dokumentacji medycznej

Dental Film Ergonom X jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach wymagających szybkiej diagnostyki, takich jak nagłe przypadki czy zabiegi chirurgiczne, gdzie natychmiastowe wykonanie zdjęcia RTG jest niezbędne.

Dostępny format: 30,5 x 40,5 mm

Dostępne opakowanie: 50 szt.