

Link do produktu: <https://higienadent.com/dental-world-elastic-dental-dam-koferdam-stomatologiczny-36szt-p-2596.html>



Dental World Elastic Dental Dam koferdam stomatologiczny 36szt.

Cena	35,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001803
Producent	Dental World

Opis produktu

Dental World Elastic Dental Dam koferdam stomatologiczny - wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich włókna szklanego, z mikropiaskowaną i wstępnie silanizowaną powierzchnią.

Właściwości:

- Nadaje się do uzupełnień i małych odbudów zrębu
- Zapobiega połknięciu przez pacjenta fragmentów zębiny i materiałów wypełniających
- Oslania ząb od jamy ustnej pacjenta tworząc sterylne otoczenie - ochrona pacjenta przed infekcjami, alergiami oraz czynnikami zewnętrznymi
- Dla stomatologa: zapewnia lepszą widoczność pola pracy

Dostępne opakowania:

1.
zapach: mięta
kolor: czarny
grubość: średnia

2.
zapach: mięta
kolor: zielony
grubość: średnia

3.
zapach: mięta
kolor: zielony
grubość: gruba

4.
zapach: neutralny
kolor: niebieski
grubość: średnia

Zawartość opakowania: 36 arkuszy (152×152 mm).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: czarny/miętowy/średni , niebieski/neutralny/średni , zielony/miętowy/gruby , zielony/miętowy/średni