

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-endo-activator-tips-koncowki-do-endoaktywatora-5szt-p-3437.html>



## Dentsply Sirona Endo Activator Tips końcówki do endoaktywatora 5szt.

Cena	<b>55,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Dentsply Sirona</b>

### Opis produktu

**Dentsply Sirona Endo Activator Tips końcówki do endoaktywatora. Przeznaczone do płukania kanałów korzeniowych.**

Jednorazowe, wymienne końcówki wykonane z polimeru medycznego do endoaktywatora Dentsply.

#### Rozmiary:

- S, z kodowaniem w kolorze żółtym - średnica 18 mm (rozmiar 15/02),
- M, z kodowaniem w kolorze czerwonym - średnica 19 mm (rozmiar 25/04),
- L, z niebieskim kodowaniem - średnica 20 mm (rozmiar 35/04).

**Opakowanie:** 5szt. w wybranym rozmiarze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S