

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-pilniki-endodontyczne-c-21mm-6-szt-p-2956.html>



Dentsply Sirona pilniki endodontyczne C+ 21mm 6 szt.

Cena	71,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

Dentsply Sirona pilniki endodontyczne C+ :

- wykonane ze stali nierdzewnej,
- dostępne w rozmiarach 21mm i 25mm,
- do zwapniałych kanałów korzeniowych, do wąskich kanałów korzeniowych,
- zalecane wyłącznie do jednorazowego użytku,
- czworokątny przekrój poprzeczny,
- ostro zakończony wierzchołek,
- 6 sztuk/opakowanie

Dostępne rozmiary:

- 21mm, #06,
- 21mm, #08,
- 21mm #10,
- 21mm, #15,
- 21mm, #20,
- 21mm, #6-15.

Opakowanie: listek 6 szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 21mm, #06 , 21mm, #06-15 , 21mm, #08 , 21mm, #10 , 21mm, #15 , 21mm, #20