

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-pilniki-endodontyczne-k-25mm-6-szt-p-2964.html>



Dentsply Sirona pilniki endodontyczne K 25mm 6 szt.

Cena	64,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

Dentsply Sirona pilniki endodontyczne K:

- wykonane ze stali nierdzewnej,
- do ręcznego opracowywania kanałów korzeniowych,
- dostępne w rozmiarach 31mm i 25mm,
- tępo zakończony wierzchołek,
- zalecane wyłącznie do jednorazowego użytku,
- czworokątny przekrój poprzeczny,
- 6 sztuk/opakowanie

Dostępne rozmiary:

- 25mm, #08,
- 25mm #10,
- 25mm, #15,
- 25mm, #20,
- 25mm, #25,
- 25mm, #30,
- 25mm, #35,
- 25mm, #40,
- 25mm, #15-40.

Opakowanie: pilniki K listek 6 szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40