

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-pilniki-h-25mm-6-szt-p-2957.html>

## Dentsply Sirona pilniki H 25mm 6 szt.



Cena	<b>69,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Dentsply Sirona</b>

### Opis produktu

#### Dentsply Sirona pilniki endodontyczne H:

- wykonane ze stali nierdzewnej,
- do ręcznego opracowywania kanałów korzeniowych,
- dostępne w rozmiarach 31mm i 25mm,
- tępo zakończony wierzchołek,
- zalecane wyłącznie do jednorazowego użytku,
- czworokątny przekrój poprzeczny,
- 6 sztuk/opakowanie

#### Dostępne rozmiary:

- 25mm, #08,
- 25mm #10,
- 25mm, #15,
- 25mm, #20,
- 25mm, #25,
- 25mm, #30,
- 25mm, #35,
- 25mm, #40,
- 25mm, #15-40.

**Opakowanie:** listek 6 szt. w wybranym rozmiarze.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40