

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-pilniki-h-31mm-6-szt-p-2958.html>

Dentsply Sirona pilniki H 31mm 6 szt.



Cena	69,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

Dentsply Sirona pilniki endodontyczne H:

- wykonane ze stali nierdzewnej,
- do ręcznego opracowywania kanałów korzeniowych,
- dostępne w rozmiarach 31mm i 25mm,
- tępo zakończony wierzchołek,
- zalecane wyłącznie do jednorazowego użytku,
- czworokątny przekrój poprzeczny,
- 6 sztuk/opakowanie

Dostępne rozmiary:

- 31mm, #08,
- 31mm #10,
- 31mm, #15,
- 31mm, #20,
- 31mm, #25,
- 31mm, #30,
- 31mm, #35,
- 31mm, #40,
- 31mm, #15-40.

Opakowanie: listek 6 szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 31mm, #08 , 31mm, #10 , 31mm, #15 , 31mm, #15-40 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40