

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-radix-anker-wklady-koronowo-korzeniowe-12szt-p-3429.html>



## Dentsply Sirona Radix Anker wkłady koronowo-korzeniowe 12szt.

Cena	<b>799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Dentsply Sirona</b>

### Opis produktu

**Dentsply Sirona Radix Anker wkłady koronowo-korzeniowe. Biokompatybilny wkład do kanału korzeniowego wykonany z tytanu.**

Jednoczęściowy, w pełni wentylowany równoległy wkład oznacza mniejsze ryzyko nadmiernego ciśnienia w części wierzchołkowej. Samogwintujące ostrza śrubowe sprawiają, że wkłady te są idealne do rekonstrukcji martwych zębów. Sekcja rdzenia Radix-Anchor ma 20 podcięć, które mocują dowolny materiał rdzenia do nowej powierzchni.

#### Dostępne długości:

- standard,
- long.

**Opakowanie:** blister 12szt. standard / long w rozmiarze 1,2 lub 3.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** Long 1 , Long 2 , Long 3 , Standard 1 , Standard 2 , Standard 3