

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-start-x-koncowka-ultradzwiekowa-do-skalera-emssatalec-1szt-p-3334.html>



Dentsply Sirona Start-X końcówka ultradźwiękowa do skalera EMS/Satalec 1szt.

Cena	599,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

Dentsply Sirona Start-X końcówki ultradźwiękowe do skalera EMS/Satalec. Przeznaczone do wykańczania dostępu do kanałów i lokalizacji ich ujść.

Wykonane ze stali nierdzewnej, wysoce odpornej na złamanie.

Opakowanie zawiera 1 końcówkę w wybranym rozmiarze, do skalera EMS/Satalec:

- START-X '1': wykańczanie dostępu do kanałów,
- START-X '2': poszukiwanie kanału MB2,
- START-X '3': poszukiwanie ujść kanałów,
- START-X '4': usuwanie metalowych wkładów,
- START-X '5': odsłonięcie oryginalnej anatomii dna komory miazgi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: EMS 1 , EMS 2 , EMS 3 , EMS 4 , EMS 5 , Satalec 1 , Satalec 2 , Satalec 3 , Satalec 4 , Satalec 5