

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-waveone-gold-cwieki-gutaperkowe-60szt-p-3425.html>



Dentsply Sirona WaveOne Gold ćwieki gutaperkowe 60szt.

Cena	72,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

Dentsply Sirona WaveOne Gold ćwieki gutaperkowe do wypełniania kanałów korzeniowych. Kolorystyczne oznaczenia dla łatwego odróżnienia rozmiarów.

Gutaperka WaveOne Gold jest kompatybilna z narzędziami do opracowywania kanałów WaveOne Gold:

- small (żółte) - pilnik WaveOne Gold o numerze 020.07
- primary (czerwone) - pilnik WaveOne Gold o numerze 025.07
- medium (zielone) - pilnik WaveOne Gold o numerze 035.06
- large (białe) - pilnik WaveOne Gold o numerze 045.05

Opakowanie: ćwieki gutaperkowe WaveOne Gold w wybranym rozmiarze, 60szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ćwieki guttaperkowe : large , medium , primary , small