

Link do produktu: <https://higienadent.com/dentsply-sirona-x-post-szklane-wklady-koronowo-korzeniowe-5szt-p-3430.html>



Dentsply Sirona X-Post szklane wkłady koronowo-korzeniowe 5szt.

Cena	309,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Dentsply Sirona

Opis produktu

Dentsply Sirona X-Post szklane wkłady koronowo-korzeniowe przeznaczone do estetycznej odbudowy zęba.

Właściwości:

- widoczne na RTG,
- posiadają równolegle ułożone włókna szklane - zapobiega to niepożądanym pęknięciom
- nadają odpowiednią wytrzymałość oraz konieczną elastyczność
- powierzchnia wkładów jest mikroporowata tak, aby dodatkowo wzmocnić połączenie adhezyjne z cementem.

Dostępne rozmiary:

- 1 żółte,
- 2 czerwone,
- 3 niebieskie,
- 4 zielone.

Opakowanie: 5szt w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4