

Link do produktu: <https://higienadent.com/diadent-d-lux-bezprzewodowa-lampa-polimeryzacyjna-1szt-p-2342.html>



DiaDent D-LUX+ - bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna 1szt.

Cena	2 350,00 zł
Cena poprzednia	2 715,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	DiaDent

Opis produktu

D-LUX+ - bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna LED o dwóch długościach fali charakteryzująca się wysoką wydajnością. Zaprojektowana i zbudowana z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i trwałości. Podwójna długość fali umożliwia wydajnie, skutecznie i równomiernie polimeryzować wszystkie światłoutwardzalne materiały stosowane w stomatologii. Przy maksymalnym natężeniu światła wynoszącym 2400 mW/cm² pozwala bezpiecznie i wydajnie naświetlać wszystkie uzupełnienia.

Cechy:

- Wysoka moc wyjściowa 2400 mW/cm² i diody LED o łącznej mocy 10W zapewnia szybką i wydajną polimeryzację.
- Obrotowa główka o 360° osi i silikonowa końcówka pierścieniowa zapewniają komfort użytkownika i pacjenta.
- Podwójna długość fali z 4 diodami LED skutecznie polimeryzuje wszystkie materiały dentystyczne.
- Widmo szerokopasmowe 385~515 nm.
- 5 wszechstronnych trybów utwardzania umożliwia elastyczny czas utwardzania, moc i intensywność, w tym 1-sekundowe utwardzanie i tryb utwardzania ortodontycznego.
- Bezprzewodowy system ładowania baterii eliminuje wszelkie potencjalne problemy ze stykami.
- Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności 2600 mAh zapewnia długą żywotność baterii.
- Wbudowany czujnik pomiaru natężenia światła pozwala na bieżącą kontrolę sprawności lampy, aby lekarz zawsze mógł sprawdzić, czy intensywność naświetlania jest prawidłowa.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść jest lekka i elegancka, oferując wygodną obsługę we wszystkich pozycjach utwardzania i zapewniając maksymalny komfort zarówno pacjentowi, jak i użytkownikowi.

Opakowanie zawiera:

- D-Lux+ Lampa i ładowarka bezprzewodowa.
- Czujnik światła.
- Osłona diody.
- Jednorazowe osłonki (opakowanie 200 szt.).
- Zasilacz, przewód zasilający.

**Przy zakupie: Zestaw startowy DIAFIL GRATIS!
ZESTAW CHWILOWO NIEDOSTĘPNY.**