

Link do produktu: <https://higienadent.com/diadent-dia-duo-system-do-wypełniania-kanalów-korzeniowych-2w1-duo-gun-duo-pen-p-2338.html>



DiaDent Dia-Duo - system do wypełniania kanałów korzeniowych 2w1 Duo-Gun + Duo-Pen

Cena	4 500,00 zł
Cena poprzednia	5 750,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	DiaDent

Opis produktu

Dia-Duo to nowo opracowany, bezprzewodowy system obturacji 2w1:

Bezprzewodowe urządzenie pionowej kondensacji na ciepło dzięki szybko nagrzewającej się końcówce Duo-Pen i bezprzewodowe urządzenie do wypełniania kanałów Duo-Gun z systemem szybkiego nagrzewania. Precyzyjne i efektywne cięcie, zmiękcza i umożliwia nakładanie oraz zagęszczanie materiału w kanale korzeniowym.

Oba produkty: Duo-Gun i Duo-Pen znajdują się w jednej stacji ładowującej.

Właściwości Duo-Pen:

- Skutecznie i szczelnie zagęszcza i uszczelnia wszystkie kanały łącznie z kanałami bocznymi
- Zmiękcza, rozprowadza, tnie i zagęszcza gutaperkę
- Ergonomiczna konstrukcja: bezprzewodowa i lekka. Łatwy do trzymania, czyszczenia i przechowywania
- Rękojeść pozostaje chłodna w dotyku podczas pracy
- Szybko nagrzewająca się końcówka osiąga najwyższą temperaturę w ciągu jednej (1) sekundy, oszczędzając czas zabiegu
- Okno wyświetlacza na rękojeści wyraźnie pokazuje pozostałą moc baterii, błąd i ustawioną temperaturę
- Inteligentna kontrola temperatury monitoruje i zapobiega przepaleniu kondensatora grzewczego
- Rękojeść Duo-Pen automatycznie rozpoznaje rozmiar włożonego kondensatora grzewczego
- Oznaczone kolorami skraplacze grzewcze są dostępne w różnych rozmiarach (#.04-40, .04-45, .04-50, .06-50, .08-55) w celu łatwej identyfikacji
- Trzy ustawienia temperatury: 170°C, 200°C i 230°C
- Wymienny akumulator litowo-jonowy o dużej gęstości energii
- Prosta obsługa za pomocą dwóch przycisków: przycisk zasilania/temperatury i przycisk obsługi/ogrzewania

Właściwości Duo-Gun:

- Bezprzewodowa i kompaktowa konstrukcja zapewnia pełną swobodę ruchów
- Płynna i precyzyjna dostawa gutaperki
- Zmienne ustawienia temperatury (140°C, 170°C, 200°C): precyzyjna kontrola przepływu obturacyjnego
- Szybki i trwały system grzewczy: temperatura osiąga 200°C w ciągu 15 sekund
- Szybki i ciągły przepływ wypełnienia gutaperkowego szczelnie zamyka kanał
- Zaprojektowany zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych:
- Obie strony rękojeści mają przycisk zasilania i okienko wyświetlacza
- Oba okienka wyświetlacza pokazują pozostałą moc baterii, błąd i ustawioną temperaturę
- Wyrafinowana i ergonomiczna konstrukcja: obsługuj obturację spustem ręcznym przy minimalnym wysiłku
- Inteligentny system kontroli temperatury utrzymuje stabilną i stałą temperaturę podczas pracy
- Wymienny akumulator litowo-jonowy o dużej gęstości energii
- Mocne, trwałe i giętkie końcówki Duo-Gun są dostępne zarówno w 23G, jak i 25G.

Opakowanie zawiera:

- Duo-Gun, Duo-Pen, Duo-Charger stacja ładująca.

- Akcesoria: Kondensator grzewczy #.04-50, Kondensator grzewczy #.06-50, Bateria Duo-Pen, Jednorazowe osłony (200 szt./Opakowanie) Końcówka wypełniająca GP (23G, 4 szt.), Obturator gutaperkowy (100 szt.), Bateria Duo-Gun, nasadka zabezpieczająca (2 szt.), Zestaw tłoka, zespół o-ringa tłoka (2 szt.), narzędzie wielofunkcyjne, szczotka do czyszczenia, zasilacz, przewód zasilający.

10 opakowań GUTTA PERCHA do wyboru GRATIS!*

***Po zakupie prosimy o informację dotyczącą gratisów.**