

Link do produktu: <https://higienadent.com/diadent-dia-proseal-uszczelniacz-kanalow-korzeniowych-4g-p-2335.html>



DiaDent Dia-Proseal - uszczelniacz kanałów korzeniowych 4g

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	DiaDent

Opis produktu

DIA-PROSEAL - uszczelniacz kanałów korzeniowych to formuła na bazie żywicy epoksydowej o wyjątkowych właściwościach płynności.

Zalety:

- Perfekcyjny uszczelniacz korzeni o niskim skurczu, zmniejszający szczeliny pomiędzy uszczelniaczem a ścianą kanału,
- Niska rozpuszczalność (produkt odporny na rozkład w czasie).
- Ręczny system mieszania pasty do pasty w proporcji 1:1
- Szybkie i łatwe przygotowanie produktu.
- Łatwe mieszanie i użycie.
- Doskonałe właściwości płynięcia umożliwiające dotarcie i uszczelnienie kanałów bocznych, dzięki czemu szczególnie nadaje się do metod ciepłej gutaperki.
- Niskie ryzyko cytotoksyczności przy krótkim czasie wiązania.
- Lepsza biokompatybilność dla rozwiązania nadwrażliwości i zapalenia okołowierzchołkowego.
- Nieprzepuszczalny dla promieni RTG.

Opakowanie: strzykawka 4g