

Link do produktu: <https://higienadent.com/diament-diaprep-pro-krem-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-na-bazie-edta-2x6g-p-2336.html>



DiaDent DiaPrep Pro - krem do opracowywania kanałów korzeniowych na bazie EDTA 2x6g

Cena	70,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	DiaDent

Opis produktu

Dia-Prep Pro krem do opracowywania kanałów korzeniowych na bazie EDTA.

Wskazania:

- Oczyszcza kanał korzeniowy
- Rozpuszcza resztki miazgi
- Usuwa warstwę mazistą
- Środek nawilżający ułatwia poruszanie się instrumentami kanałowymi
- Leczenie mikrobójcze w obrębie kanału
- Oczyszczenie kanalików zębinowych i obszaru wierzchołkowego

Korzyści i skuteczność:

- EDTA usuwa warstwę mazistą, zmiękcza zębinę i ułatwia usuwanie przeszkody zwapnionej
- Udrożnione kanaliki zębinowe i obszar wierzchołkowy umożliwiają lepszą penetrację leków i wypełnień kanałowych
- Wytwarza pęcherzyki tlenu, które wypłukują zanieczyszczenia z kanału.
- Eliminuje zakleszczenie lub pękanie instrumentu.
- Umożliwia lepszą penetrację leków i wypełnień kanałowych.

Opakowanie: 2 strzykawki x 6 g, 10 jednorazowych końcówek.