

Link do produktu: <https://higienadent.com/diadent-e-temp-material-do-wypełnien-tymczasowych-30g-p-2337.html>



## DiaDent E-Temp - materiał do wypełnień tymczasowych 30g

Cena	<b>20,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>DiaDent</b>

### Opis produktu

**E-TEMP - materiał do tymczasowego wypełnienia standardowych ubytków oraz ubytków po leczeniu kanałowym.**

Właściwości:

- Materiał do tymczasowego wypełnienia ubytków - Wiązanie aktywowane przez kontakt ze śliną.
- Produkt łatwy do usunięcia.
- Doskonała zdolność adaptacji.
- Przylega do zębiny, nieznacznie rozszerza się podczas wiązania i szybko twardnieje, zapewniając hermetyczne uszczelnienie
- Posiada właściwości mechaniczne pożądane przy wypełnieniach tymczasowych.

Przeznaczenie:

- Uzupelnienia tymczasowe - szczególnie uzupełnienia wkładowe
- Tymczasowe wypełnienie i uszczelnienie
- Tymczasowe wypełnienie miejsc implantacji

Opakowanie: 30g