

Link do produktu: <https://higienadent.com/diament-mikrosilnik-endodontyczny-dia-gear-1szt-p-2574.html>



DiaDent mikrosilnik endodontyczny Dia-Gear 1szt.

Cena	1 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	DiaDent

Opis produktu

DiaDent mikrosilnik endodontyczny Dia-Gear przeznaczony do leczenia endodontycznego. Bezprzewodowa konstrukcja z prostym interfejsem, kompaktową obudową. Mikrosilnik posiada aż 5 programów pamięci ustawień.

Właściwości:

- Głowica z przyciskiem do łatwej wymiany pilników
- Prędkość obrotowa: 100-600RPM
- Moment obrotowy: 1-4Ncm
- Przełożenie: 20:1
- Tryb obrotów: 1, 2
- Gdy rzeczywisty moment obrotowy jest wyższy niż ustawiony urządzenie wyłącza się automatycznie
- Funkcja automatycznego wyłączania: Urządzenie wyłączy się automatycznie za pomocą sygnału dźwiękowego po 4 minutach bezczynności.

Opakowanie: 1szt.