

Link do produktu: <https://higienadent.com/directa-burnoutpost-cwieki-plastikowe-samospalajace-60-szt-p-2545.html>



Directa BurnOutPost ćwieki plastikowe samospalające 60 szt.

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 45,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 655432 |
| Producent | Directa |

Opis produktu

Ćwieki plastikowe, piny samospalające przeznaczone do modelowania wkładów koronowo-korzeniowych.

Wykonane ze specjalnego tworzywa ćwieki ulegają całkowitemu samospaleniu podczas procesu wygrzewania - czysto bez resztek i pozostałości. Nie powodują porowatości w odlewie. Posiadają chropowatą powierzchnię i odwrócony stożek z główką, co ułatwia bezproblemowe wyjęcie wycisku z ust pacjenta.

- Długość całkowita: 23mm
- Długość ćwieka: 17mm
- Kolor: zielony

Opakowanie: 60szt.