

Link do produktu: <https://higienadent.com/directa-calasept-4x1-5ml-podklad-na-bazie-wodorotlenku-wapnia-p-1654.html>



Directa Calasept 4x1,5ml - podkład na bazie wodorotlenku wapnia

Cena	136,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1230100
Producent	Directa

Opis produktu

Calasept podkład na bazie wodorotlenku wapnia. Konsystencja lekkiej pasty ułatwia aplikację do ubytków lub kanałów. Pasta posiada wysokie stężenie wodorotlenku wapnia (>41%) co daje wysokie stężenie jonów hydroksylowych. Generuje wysoką zawartość pH 12,4 co ma wyraźny efekt bakteriobójczy. Wysokie stężenie wodorotlenku wapnia przekłada się na długotrwałe działanie produktu, gdyż pasta uwalnia jony wapnia przez długi czas.

Calasept to gotowa do użycia pasta w hermetycznych strzykawkach do bezpośredniego nakładania za pomocą igły. Szczelne strzykawki eliminują ryzyko włączenia powietrza do wodorotlenku wapnia, przekształcając materiał w węglan wapnia. Węglanu wapnia nie można ponownie zwilżyć do wodorotlenku wapnia

Kompozycja:

- Wodorotlenek wapnia >41%
- Siarczan baru
- Sterylny izotoniczny roztwór soli
- pH 12,4

Wskazania:

- Tymczasowe wypełnienie korzenia
- Zakrywanie miazgi
- Ochrona miazgi
- Izolacja w głębokich ubytkach

Opakowanie zawiera: 4 strzykawki x1,5ml, 20 igieł dozujących