

Link do produktu: <https://higienadent.com/directa-cwieki-plastikowe-samospalajace-60-szt-p-2545.html>



Directa ćwieki plastikowe samospalające 60 szt.

Cena	39,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	655432
Producent	Directa

Opis produktu

Ćwieki plastikowe, piny samospalające przeznaczone do modelowania wkładów koronowo-korzeniowych.

Wykonane ze specjalnego tworzywa ćwieki ulegają całkowitemu samospaleniu podczas procesu wygrzewania - czysto bez resztek i pozostałości. Nie powodują porowatości w odlewie. Posiadają chropowatą powierzchnię i odwrócony stożek z główką, co ułatwia bezproblemowe wyjęcie wycisku z ust pacjenta.

- Długość całkowita: 23mm
- Długość ćwieka: 17mm
- Kolor: zielony

Opakowanie: 60szt.