

Link do produktu: <https://higienadent.com/directa-pasta-polerska-prophypaste-ccs-60-ml-p-2546.html>



## Directa pasta polerska Prophypaste CCS 60 ml

Cena	<b>73,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>731113</b>
Producent	<b>Directa</b>

### Opis produktu

**Directa Pasta polerska Prophypaste CCS seria past służąca do czyszczenia, ścierania i polerowania zębów.**

Różne wielkości cząstek ziarnistości zapewniają różne zastosowanie i właściwości:

- **RDA 40 opakowanie żółte** - 2 micron - do końcowego polerowania kompozytów, niska ścieralność, przeznaczona również dla dzieci
- **RDA 120 opakowanie różowe** - 20 micron - usuwanie lekkich przebarwień zębów z płytki nazębnej, do polerowania zębów oraz wypełnień
- **RDA 170 opakowanie zielone** - 70 micron - polerowanie szorstkich powierzchni, grubych warstw płytki nazębnej, usuwanie plam i przebarwień z płytki nazębnej
- **RDA 250 opakowanie niebieskie** - 125 micron - polerowanie bardzo szorstkich powierzchni, mocno przebarwionych zębów oraz śladów osadu

Opakowanie: 60ml w wybranym wariantcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** RDA 170 , RDA 250