

Link do produktu: <https://higienadent.com/directa-wklady-koronowo-korzeniowe-pozlacane-60szt-p-1614.html>



Directa wkłady koronowo-korzeniowe pozlacane 60szt.

Cena	270,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KAT00305
Producent	Directa

Opis produktu

Pozłacane wkłady koronowo-korzeniowe w zestawie sortowanym:

- długość SHORT (rozmiar 1-6)
- długość MEDIUM (rozmiar 1-6)
- długość LONG (rozmiar 1-6)
- długość XL (rozmiar 4-6)

Wkłady koronowo-korzeniowe należy stosować z odpowiednimi poszerzaczami przeznaczonymi do przygotowania zęba pod wkłady k-k firmy Directa. Przed użyciem wkłady należy sterylizować.

Opakowanie zawiera: 60szt. wkładów (20 rozmiarów po 3 sztuki), 2 kluczyki do wkładów koronowo-korzeniowych (nasadkowy i krzyżkowy).