

Link do produktu: <https://higienadent.com/directa-wklady-koronowo-korzeniowe-tytanowe-60szt-p-1613.html>



## Directa wkłady koronowo-korzeniowe tytanowe 60szt.

Cena	<b>565,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>001246</b>
Producent	<b>Directa</b>

### Opis produktu

#### Tytanowe wkłady koronowo-korzeniowe w zestawie sortowanym:

- długość SHORT (rozmiar 1-6)
- długość MEDIUM (rozmiar 1-6)
- długość LONG (rozmiar 1-6)
- długość XL (rozmiar 4-6)

Wkłady koronowo-korzeniowe należy stosować z odpowiednimi poszerzaczami przeznaczonymi do przygotowania zęba pod wkłady k-k firmy Directa. Przed użyciem wkłady należy sterylizować.

Opakowanie zawiera: 60szt. wkładów (20 rozmiarów po 3 sztuki), 2 kluczyki do wkładów koronowo-korzeniowych (nasadkowy i krzyżkowy).