

Link do produktu: <https://higienadent.com/directa-wklady-koronowo-korzeniowe-tytanowe-6szt-p-1616.html>



Directa wkłady koronowo-korzeniowe tytanowe 6szt.

Cena	65,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001259
Producent	Directa

Opis produktu

Tytanowe wkłady koronowo-korzeniowe, opakowanie uzupełniające w wybranym rozmiarze: S,M,L,XL.

Wkłady koronowo-korzeniowe należy stosować z odpowiednimi poszerzaczami przeznaczonymi do przygotowania zęba pod wkłady k-k firmy Directa. Przed użyciem wkłady należy sterylizować.

Opakowanie uzupełniające zawiera: 6szt. wkładów w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Directa wkłady: L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6 , M1 , M2 , M3 , M4 , M5 , M6 , S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6