

Link do produktu: <https://higienadent.com/dmg-honigum-am-light-silikonowa-masa-wyciskowa-2x50ml-p-2231.html>



## DMG Honigum AM Light silikonowa masa wyciskowa 2x50ml

Cena	<b>210,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>909835</b>
Producent	<b>DMG</b>

### Opis produktu

**Honigum AM Light - innowacyjna masa do precyzyjnych wycisków na bazie silikonów addycyjnych, łączy doskonale właściwości mechaniczne z doskonałymi właściwościami reologicznymi.** Reologicznie aktywna matryca masy Honigum zapewnia jednocześnie doskonałą stabilność z równie wyjątkową właściwością płynięcia masy pod wpływem zadziałania siły (np. podczas wprowadzania łyżki wyciskowej) Nawet niewielkie przestrzenie w okolicach podziąsłowych są dokładnie pokrywane.

Wskazania:

- Wyciski pod korony i mosty
- Wyciski pod wkłady typu inlay i onlay

Właściwości:

- Doskonała płynność
- Nadzwyczajna stabilność
- Wyważona hydrofilność
- Odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów

Opakowanie: 2x50ml