

Link do produktu: <https://higienadent.com/dmg-honigum-pro-putty-soft-2x450ml-precyzyjna-masa-wyciskowa-o-konsystencji-putty-p-2655.html>



DMG Honigum Pro Putty Soft 2x450ml - precyzyjna masa wyciskowa o konsystencji putty

Cena	366,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	929364
Producent	DMG

Opis produktu

DMG Honigum Pro Putty Soft - precyzyjna masa wyciskowa o konsystencji putty na bazie silikonów addycyjnych.

Zalety:

- doskonała odporność na deformację
- wyjątkowa stabilność wymiarów
- idealne dopasowanie uzupełnienia protetycznego
- wygodna w użyciu konsystencja

Wskazania:

- Wyciski pod korony,
- mosty
- wkłady typu inlay i onlay

Opakowanie: 2x450ml.