

Link do produktu: <https://higienadent.com/dmg-luxapost-wklady-koronowo-korzeniowe-5szt-p-2373.html>



## DMG LuxaPost wkłady koronowo-korzeniowe 5szt.

Cena	<b>180,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001482</b>
Producent	<b>DMG</b>

### Opis produktu

**LuxaPost wkłady kompozytowe, wzmocnione włóknem szklanym o module elastyczności zbliżonym do zębiny.**

**Wskazania - zapewnienie dobrej retencji odbudowy kikutu zęba w przypadku niedostatecznej ilości tkanki zęba w części koronowej.**

Właściwości LuxaPost:

- Idealny partner dla LuxaCore: Monoblok
- Moduł gięcia podobny do zębiny: zredukowane ryzyko pęknięcia korzenia
- Właściwości radioceniujące
- Wstępna silanizacja
- Stożkowy kształt chroni tkankę zęba
- W każdym rozmiarze mocne wiertło tnące: brak konieczności wstępnego nawiercania
- Bardzo estetyczne
- Wkłady LuxaPost opracowano w oparciu o model naturalnego zęba. Pod względem niskiej wartości modułu elastyczności wkładów LuxaPost (miara elastyczności lub sztywności) bardzo przypomina zębinę. Minimalizuje to szczytowe naprężenia w systemie tworzonym przez wkład, cement i korzeń oraz zmniejsza ryzyko złamania korzenia.
- Dzięki wysokiej przezierności wkład nie prześwituje przez ząb. Z tego względu nie stanowi problemu podczas odbudowy estetycznej.
- Wstępnie silanizowane i radioceniujące
- W odpowiedzi na potrzeby gabinetu - wkłady LuxaPost nowej generacji są radioceniujące i poddane wstępnej silanizacji. Ułatwia to pracę i obniża koszty leczenia. Nie ma już potrzeby stosowania dodatkowego silanu.

Dostępne rozmiary:

- 5 wkładów  $\varnothing$  1,25 mm Black
- 5 wkładów  $\varnothing$  1,375 mm Pink
- 5 wkładów  $\varnothing$  1,5 mm Green
- 5 wkładów  $\varnothing$  1,75 mm Red

Opakowanie: 5szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:**  $\varnothing$  1,25 mm Black ,  $\varnothing$  1,375 mm Pink ,  $\varnothing$  1,5 mm Green ,  $\varnothing$  1,75 mm Red