

Link do produktu: <https://higienadent.com/dwustronny-nozyk-i-szpatulka-do-modelowania-wosku-17cm-1szt-p-2670.html>



Dwustronny nożyk i szpatułka do modelowania wosku 17cm 1szt.

Cena	12,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A

Opis produktu

Dwustronny nożyk i szpatułka do modelowania wosku to wszechstronne narzędzie protetyczne, przeznaczone do precyzyjnego opracowywania wosku. Łączy w sobie funkcje dwóch narzędzi – nożyka i szpatułki – co czyni go niezwykle praktycznym rozwiązaniem w codziennej pracy techników dentystycznych.

Cechy produktu:

- Materiał: Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję.
- Dwustronna konstrukcja: **Nożyk:** Ostra końcówka umożliwia precyzyjne cięcie i kształtowanie wosku. **Szpatułka:** Służy do wygładzania powierzchni, nadawania kształtu i nanoszenia detali.
- Ergonomiczny uchwyt: Zapewnia pewny chwyt i komfort pracy, nawet przy dłuższym użytkowaniu.
- Optymalne wyważenie: Umożliwia precyzyjne manewrowanie i kontrolę nad narzędziem.

Zastosowanie:

- Modelowanie wosku w protetyce przy tworzeniu koron, mostów, protez i innych uzupełnień.
- Niezbędne w ortodoncji i innych procedurach wymagających pracy z materiałami modelującymi.

Dwustronny, z drugiej strony zakończony szpatułką. Niewielki rozmiar, lekka konstrukcja i elegancki wygląd - drewniany uchwyt i wysokiej jakości stal chirurgiczna. **Długość 17cm.**

Opakowanie: 1szt.