


Link do produktu: <https://higienadent.com/elastomax-uno-ligatury-gumki-do-aparatu-ortodontycznego-1040szt-p-3505.html>



ElastoMax Uno Ligatury gumki do aparatu ortodontycznego 1040szt.

Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Falcon

Opis produktu

Falcon ElastoMax Uno kolorowe ligatury do aparatu ortodontycznego. Gumki ortodontyczne przeznaczone do stosowania z aparatami stałymi. Służą do mocowania łuku ortodontycznego w zamkach, zapewniając odpowiednią siłę nacisku.

Cechy produktu:

- materiał: wykonane z wysokiej jakości poliuretanu medycznego, co zapewnia elastyczność, trwałość oraz odporność na odbarwienia. Zapewniają skuteczne działanie przez cały okres użytkowania. Odporne na rozciąganie i pękanie, co minimalizuje potrzebę częstych wymian.
- bezpieczeństwo: nie zawierają lateksu, są bezpieczne dla pacjentów z alergią na ten składnik.
- kolorystyka: dostępne w szerokiej gamie kolorów, co pozwala na indywidualne dopasowanie do preferencji pacjenta.
- opakowanie: standardowe opakowanie zawiera 40 pasków, co daje łącznie 1040 ligatur, zapewniając ekonomiczne rozwiązanie dla gabinetów ortodontycznych.

Opakowanie: Falcon ElastoMax Uno 40 pasków (1040szt.), mix kolorów.