

Link do produktu: <https://higienadent.com/elastomerowe-masy-wyciskowe-a-silikonowe-o-lekkiej-konsystencjikettenbach-dental-panasil-putty-soft-2x450ml-p-1624.html>



Elastomerowe masy wyciskowe A-silikonowe o lekkiej konsystencji Kettenbach Dental Panasil Putty Soft 2x450ml

Cena	355,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000895
Producent	Kettenbach Dental

Opis produktu

Panasil Putty Soft elastomerowe masy wyciskowe A-silikonowe o lekkiej konsystencji nadającej się do ugniātania, przeznaczone do pobierania wycisków jednoczasowych i dwuczasaowych, precyzyjnie i szybko, nawet w obecności wilgoci.

Zalety:

- Mniej odpadów, łatwiejsze wiązanie, precyzyjne wydzielanie
- Obniżone ryzyko błędów z powodu właściwości szybkiego wiązania
- Bardzo precyzyjna faza ostatecznego wycisku

Właściwości produktu:

- VPS-silikon z maksymalną zdolnością powrotu po odkształceniu
- Dłgie czasy pracy, szybkie wiązanie w jamie ustnej

Korzyści:

- Maksymalna niezawodność i bardzo łatwe użycie podczas pobierania i wyjmowania wycisków
- Materiał elastomerowy, tiksotropowość, hydrofilowość i płynność pod ciśnieniem
- Krótki czas wiązania i łatwe mieszanie pozwalają zaoszczędzić cenny czas pracy gabinetu

Panasil Putty występuje w trzech wersjach:

- putty
- putty fast
- putty soft

PANASIL® PUTTY SOFT



INTRO PACK

REF 11120

200 ml Catalyst paste,
200 ml Base paste,
2 cuillères de dosage



NORMAL PACK

REF 11121

450 ml Catalyst paste,
450 ml Base paste,
2 cuillères de dosage



ECONOMY PACK

REF 11123

4 × 450 ml Catalyst paste,
4 × 450 ml Base paste,
2 cuillères de dosage

Nr ref. 11121

Opakowanie zawiera: 2x450ml produktu