

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:40

Link do produktu: <https://higienadent.com/ems-air-flow-perio-piasek-do-piaskarki-120g-p-3181.html>



EMS Air-Flow Perio piasek do piaskarki 120g

Cena **119,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **EMS**

Opis produktu

EMS Air-Flow Perio piasek do piaskarki. Do zastosowania w przypadku bolesnych kieszonek periodontalnych.

Brak efektu abrazji, redukuje głębokość kieszonek, usuwa biofilm z zębów i implantów.

Glicyna o średnim rozmiarze ziarenka 25 µm. Przyjemny, słodki smak.

Opakowanie: 120g.