

Link do produktu: <https://higienadent.com/ems-air-flow-plus-piasek-do-piaskarki-400g-p-3095.html>



## EMS Air-Flow Plus piasek do piaskarki 400g

Cena	<b>429,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>EMS</b>

### Opis produktu

**EMS Air-Flow Plus piasek do piaskarki, do pracy poddżąstowej (m.in. usunięcie płytki nazębnej, oczyszczenie implantu) i naddżąstowej (m.in. usunięcie płytki nazębnej, przebarwień, regularna profilaktyka).**

**EMS Air-Flow Plus piasek do piaskarki** jest przeciwbakteryjny, zawiera erytrytol, który zwalcza płytkę nazębną oraz zmniejsza widoczność ubytków. Jest hipoalergiczny, posiada neutralny smak, można używać do pracy z dziećmi, proszek ma bezpieczny skład, nie zawiera BPA. Wielkość ziarna: 14 mikronów.

**Opakowanie:** butelka 400g.